


Serendipity  
Whitening

office & home  
double whitening


## オフィス&ホーム ダブルホワイトニングコース

オフィスホワイトニング3回に  
ホームホワイトニング全歯フルキットを  
加えたダブルコースです。

オフィスとホームの併用1ヶ月間集中コースです。遺伝による歯の色や加齢変化など、黄ばみや変色が強力で、ホワイトニングされにくい歯にも高い効果が期待できます。



### ホームホワイトニング実施の流れ



当歯科医院で提供しておりますホームホワイトニング関連品は、ホワイトニング先進国アメリカ・ディスカス社から最新の薬剤を並行輸入しています。「ナイトホワイトエクスセル」は諸外国でも人気が高いため、生産や在庫の状況によっては入手までに時間を要し、お待ちいただく場合がございます。ご了承のほどお願いいたします。尚、ご希望の方はお早めにスタッフにご相談ください。

office whitening

## 即日に白さを実感！ オフィスホワイトニング

当歯科医院で行うホワイトニングです。60分の施術時間で即日に白さを実感していただけます。歯の表面に漂白剤を塗布し、最新の機材を使ったハロゲン光を当て、色素を分解、歯を内部から白く美しくします。光は人体に無害なものですのでご安心ください。また歯や歯肉を傷つける心配もありません。仕上げには、ティーストリートメントを無料で実施しております。ティーストリートメントを行うことにより、歯のダメージをなくし、歯に栄養を与えながら、ホワイトニング効果を持続します。短時間で即効性があり、低料金の手軽さが魅力です。



### 最新の光工学技術を駆使、 発熱を抑えたライトで照射します。

全長1.6kmに及ぶ12000本以上のファイバーと最新光学技術を使った2枚のレンズでフィルターすることにより、紫外線や赤外線をカット。発熱がほとんどないライトを使用します。

※ 効果には個人差がありますが、効果持続期間の目安は3ヶ月から6ヶ月です。  
※ 半年に1回のタッチアップが必要です。

home whitening

## 持続性の高さが魅力！ ホームホワイトニング

歯科医師の指導のもと、自宅で行うホワイトニング法です。歯型に合わせたマウストレーを製作し、そこに歯を白くする効果のあるジェルを流し込んで毎日2時間ほど着用していただきます。ジェルが、徐々に歯へ浸透してゆき、ゆっくと歯を白くします。ジェルは、歯の色や性質、状態に応じて4種類の中から、担当の歯科医が選びます。ジェルにより使用期間が異なりますが、ホワイトニング完了までの目安は2週間~4週間です。ご自宅での時間にゆとりがあり、白い歯を長く保ちたい人にお勧めです。



### アメリカでも最もポピュラーな ホワイトニングシステム 「NITEホワイト・エクスセル」を採用。

短期間で安全に、しかも効果的に行うことができる「NITEホワイト・エクスセル」は、日本で初めて厚生労働省の認可を受けたホワイトニングシステムで、「白くきれいな歯」への意識の高い審美歯科先進国アメリカで、圧倒的な支持を得ている最もシェアの高い製品です。

### ホームホワイトニング 価格

■ 全歯フルキット	35,700円
■ 上下フルマウストレー	7,000円 <small>マウストレーが合わなくなった場合に再度作製します。</small>
■ レフィルシリンジジェル	2,100円 <small>ホワイトニングシリンジジェルを追加購入されたい場合は1本から販売可能です。</small>

※ 単品のマウストレーとレフィルシリンジジェルは、フルキットをご購入された方に限り販売させていただきます。

※ 全歯にホワイトニング効果が期待できます。  
※ 効果には個人差がありますが、効果持続期間の目安は3ヶ月から6ヶ月です。